



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Whatman Vakuumfiltrationsgerät, Typ GV 050/0, Boro 3.3, Glasfrittenfilter Typ D2

**461,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

GV 050 Series GV 050/0 Glass Vacuum Filtration Device, glass frit filter, rubber stopper connection, silicone cap and supplied with air inlet, membrane filter accessories GV 050/0 Glass vacuum filtration device, glass frit filter Chemically resistant to most aqueous and organic solutions. Resistant to acids and caustic solutions. Autoclavable and can be sterilized in dry heat to 180°C. Can be used up to 200°C. GE Healthcare offers a choice of Whatman holders for use with membrane filters.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VL-0628
Hersteller (Marke)	Whatman
VGKL Nummer	540242000
EAN	4066292363038
Bruttogewicht	0.51
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.51000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.43000 m
Verpackungshöhe	0.10000 m
Verpackungstiefe	0.45000 m
Zolltarifnummer	70200030

