



neoLab® Filtrationsgerät

Artikelbilder

Beschreibung

Glas-Filtrationsgerät, komplette Einheit mit Glasfilterplatte Zwischenstück, Klemme und Auffangflasche 1 Liter, passend für alle Membranfilter mit einem Ø von 47 mm oder 50 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0466
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	260020000
EAN	4058072839109
Material	Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland	Deutschland
Volumen	1000 ml
Zolltarifnummer	70172000

