



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Millipore Vakuum-Filtereinheit m. Trichter u. Flasche 250 ml, 12 Stck./Pack

175,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Millipore Stericup™ Filtereinheiten zur ultraschnellen und wirtschaftlichen Klär- oder Sterilfiltration von Gewebekulturmedien, biologischen Flüssigkeiten oder anderen wässrigen Lösungen.

Millipore Express® PLUS Membran (PES) mit Unterstützungsgitter, fest in die Filtereinheit integriert. Dies ermöglicht eine maximale Fließrate, reduzierte Schaumbildung und Protein-Denaturierung.

Fülltrichterkapazität: 150, 250, 500 ml.

Griffiger und standfester Behälter.

Geeignet für Arbeiten in sterilen Werkbänken.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MP-1028
Hersteller (Marke)	Millipore
alte neoLab ArtikelNr.	7-9062
EAN	4058072335519
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Volumen	250 ml
steril	Ja
Material Gehäuse	Polystyrol (PS)
Material Membran	Polyethersulfon (PES)
Porengröße	0.22 µm
Typ Anschluss	Schlaucholive
Typ Filter	Vakuumfiltereinheiten
für DM Schlauch innen 1	8 - 12 mm

