



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Millipore Vakuum-Filtereinheit m. Trichter u. Flasche 500 ml, 12 Stck./Pack

220,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Millipore Stericup™ Filtereinheiten zur ultraschnellen und wirtschaftlichen Klär- oder Sterilfiltration von Gewebekulturmedien, biologischen Flüssigkeiten oder anderen wässrigen Lösungen.

Millipore Express® PLUS Membran (PES) mit Unterstützungsgitter, fest in die Filtereinheit integriert. Dies ermöglicht eine maximale Fließrate, reduzierte Schaumbildung und Protein-Denaturierung.

Fülltrichterkapazität: 150, 250, 500 ml.

Griffiger und standfester Behälter.

Geeignet für Arbeiten in sterilen Werkbänken.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MP-1029
Hersteller (Marke)	Millipore
alte neoLab ArtikelNr.	7-9064
EAN	4058072335526
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Volumen	500 ml
steril	Ja
Material Gehäuse	Polystyrol (PS)
Material Membran	Polyethersulfon (PES)
Porengröße	0.22 µm
für DM Schlauch innen 1	8 - 12 mm
Typ Anschluss	Schlaucholive
Typ Filter	Vakuumfiltereinheiten

