



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**qpore® Filtrationseinheit PES, 250/250 ml, 0,45  
µm, Durchmesser: 50 mm, 12 St./Pack**

**149,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



# Beschreibung

Diese sterilen **qpore® Filtrationseinheiten** mit Polyethersulfon-Membran (PES) haben schnellste Durchflussraten und weisen eine sehr niedrige Proteinbindung auf, womit Sie optimal zur Filtration von Zellkulturmedien geeignet sind. Am Ende der Filtration kann die sterile Lösung in der Filtratflasche bis zu Ihrem Einsatz aufbewahrt werden.

Zum Lieferumfang der kompletten Einheit gehört der Filtertrichter mit 0,45 µm PES-Membran, ein Vakuumanschluss, ein Deckel, die Filtratflasche und eine Kappe.

Eigenschaften:

- Grüne Farbcodierung
- Schnellanschluss für Schläuche mit Innen-Ø 8-12 mm
- Graduiertes Filteroberteil
- Steril, Pyrogenfrei, frei von Detergenzien
- Die Filtrationseinheiten sind einzeln steril zu 12 Stück verpackt
- Verpackung mit eingeschnittener Aufrisshilfe; dadurch ohne weitere Hilfsmittel zu öffnen

Anwendungsbereiche:

- Sterilfiltration von Zellkulturmedien
- Mikrobiologischer Medien
- Pufferlösungen und anderen biologischen Lösungen

# Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-0052
Hersteller (Marke)	qpore
EAN	4058072170332
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grün
Volumen	250 ml
steril	Ja
Material Gehäuse	Polypropylen (PP)
Material Membran	Polyethersulfon (PES)
Porengröße	0.45 µm
Typ Anschluss	Schlaucholive
Typ Filter	Vakuumfiltereinheiten
für DM Schlauch innen 1	10

