



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**qpore® Filtrationseinheit PES, 500/1000 ml, 0,45
µm, Durchmesser: 90 mm, 12 Stk/Pack**

**199,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Diese sterilen **qpore® Filtrationseinheiten** mit Polyethersulfon-Membran (PES) haben schnellste Durchflussraten und weisen eine sehr niedrige Proteinbindung auf, womit Sie optimal zur Filtration von Zellkulturmedien geeignet sind. Am Ende der Filtration kann die sterile Lösung in der Filtratflasche bis zu Ihrem Einsatz aufbewahrt werden.

Zum Lieferumfang der kompletten Einheit gehört der Filtertrichter mit 0,45 µm PES-Membran, ein Vakuumanschluss, ein Deckel, die Filtratflasche und eine Kappe.

Eigenschaften:

- Grüne Farbcodierung
- Schnellanschluss für Schläuche mit Innen-Ø 8-12 mm
- Graduiertes Filteroberteil
- Steril, Pyrogenfrei, frei von Detergenzien
- Die Filtrationseinheiten sind einzeln steril zu 12 Stück verpackt
- Verpackung mit eingeschnittener Aufrisshilfe; dadurch ohne weitere Hilfsmittel zu öffnen

Anwendungsbereiche:

- Sterilfiltration von Zellkulturmedien
- Mikrobiologischer Medien
- Pufferlösungen und anderen biologischen Lösungen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-0060
Hersteller (Marke)	qpore
EAN	4058072168520
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grün
Volumen	1000 ml
steril	Ja
Material Gehäuse	Polypropylen (PP)
Material Membran	Polyethersulfon (PES)
Porengröße	0.45 µm
Typ Anschluss	Schlaucholive
Typ Filter	Vakuumfiltereinheiten
für DM Schlauch innen 1	10

