



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Ersatz-Membranfilter 3 μm , nicht steril, für 1-2600 ff

6,25 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Membranfilter 3 µm

Hydrophober Filter schützt das System gegen eindringende Flüssigkeit.
Unsteril, PP/PTFE

Zubehör für macro-Pipettierhelfer (Best.-Nr. 1-2600, 1-2606, 1-2608, 1-2609)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-0671
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	1-2601
EAN	4058072167929
Transporttemperatur	Raumtemperatur
steril	Ja
geeignet für	Pipettierhelfer
DM außen	29 mm
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Material Membran	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Porengröße	3.00 µm
Typ Filter	Membranfilter für Pipettierhelfer

