



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Ahlstrom ReliaDisc-Gitternetzmembranen, Cellulose Nitrat (CN)

471,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Gitternetzmembranen in verschiedenen Farben für die Mikrobiologie. Die einzeln verpackten sterilen Membranen mit Gitternetzlinien sind eigens zur schnellen Koloniezahlbestimmung und mikrobiologischen Qualitätskontrolle konzipiert. Diese Cellulose Nitrat-Membranen sind in gebrauchsfertigen Standardgrößen von 47 und 50 mm erhältlich und fördern ein optimales Koloniewachstum. Artikel Nr.: 8-7020, 8-7023, 8-7024, 8-7025 und 8-7036 sind für Dispenser geeignet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	8-7025
Hersteller (Marke)	Ahlstrom
EAN	4058072051150
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
steril	Ja
DM außen	50 mm
TBST MAX	180 °C
Filter Eigenschaften	schnell filtrierend mit Netzaufdruck
Flüssigkeitsverhalten	hydrophil
Material Membran	Cellulosenitrat
Porengröße	0.45 µm
Farbe Netzaufdruck	schwarz
Typ Filter	Membranfilter

