



Ahlstrom ReliaDisc-Gitternetzmembranen, Cellulose Nitrat (CN)

Artikelbilder



Beschreibung

Gitternetzmembranen in verschiedenen Farben für die Mikrobiologie. Die einzeln verpackten sterilen Membranen mit Gitternetzlinien sind eigens zur schnellen Koloniezahlbestimmung und mikrobiologischen Qualitätskontrolle konzipiert. Diese Cellulose Nitrat-Membranen sind in gebrauchsfertigen Standardgrößen von 47 und 50 mm erhältlich und fördern ein optimales Koloniewachstum. Artikel Nr.: 8-7020, 8-7023, 8-7024, 8-7025 und 8-7036 sind für Dispenser geeignet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	8-7042
Hersteller (Marke)	Ahlstrom
EAN	4058072051327
Farbe	Weiß
steril	Ja
DM außen	50 mm
TBST MAX	180 °C
Filter Eigenschaften	mit Netzaufdruck
Flüssigkeitsverhalten	hydrophil
Material Membran	Cellulosenitrat
Porengröße	0.45 µm
Farbe Netzaufdruck	grün
Typ Filter	Membranfilter

