



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Ahlstrom ReliaDisc-Membranfilter, Cellulose Nitrat (CN), weiß, ohne Gitter, unsteril

150,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Membranen aus Cellulosenitrat sind der Standard in der analytischen und mikrobiologischen Filtration. Die Membranen eignen sich gut zur mikrobiologischen Analyse von Wasser, Nahrungsmitteln und Getränken im pH Bereich 4-8. Maximale thermische Stabilität: 130°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	8-7005
Hersteller (Marke)	Ahlstrom
EAN	4058072050955
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
steril	Nein
DM außen	47 mm
TBST MAX	130 °C
Durchflussrate Wasser-/Isopropanol-Gemisch pro cm ²	70 ml/Min
Flüssigkeitsverhalten	hydrophil
Material Membran	Cellulosenitrat
Porengröße	0.45 µm
Typ Filter	Membranfilter

