



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Ahlstrom ReliaDisc-Membranfilter, Cellulose Nitrat (CN), weiß, ohne Gitter, unsteril

**300,10 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Membranen aus Cellulosenitrat sind der Standard in der analytischen und mikrobiologischen Filtration. Die Membranen eignen sich gut zur mikrobiologischen Analyse von Wasser, Nahrungsmitteln und Getränken im pH Bereich 4-8. Maximale thermische Stabilität: 130°C.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	8-7009
Hersteller (Marke)	Ahlstrom
EAN	4058072050993
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
steril	Nein
DM außen	47 mm
TBST MAX	130 °C
Durchflussrate Wasser-/Isopropanol-Gemisch pro cm <sup>2</sup>	570 ml/Min
Flüssigkeitsverhalten	hydrophil
Material Membran	Cellulosenitrat
Porengröße	5.00 µm
Typ Filter	Membranfilter

