



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Ahlstrom ReliaDisc-Membranfilter, Polyamid (PA), unsteril

201,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

ReliaDisc-Membranfilter aus Polyamid (PA)/Nylon werden häufig zur Filtration wässriger (pH 3-14) sowie biologischer Lösungen angewandt. Sie eignen sich gut zur Klarfiltration von Puffern und Nährmedien mit einer geringen Anzahl extrahierbarer Bestandteile. Die Membranfilter sind hydrophil und besitzen eine maximale thermische Stabilität von 100°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	8-7013
Hersteller (Marke)	Ahlstrom
EAN	4058072051037
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
steril	Nein
DM außen	47 mm
TBST MAX	100 °C
Durchflussrate Wasser-/Isopropanol-Gemisch pro cm ²	35 ml/Min
Flüssigkeitsverhalten	hydrophil
Material Membran	Polyamid 6.6 (PA 6.6. Nylon®)
Porengröße	0.45 µm
Typ Filter	Membranfilter

