



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hahнемühle Rundfilter Sorte 400, 55 mm Ø, 100 Stk/Pack

6,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rundfilter für allgemeine Laborarbeiten sind empfohlen für die Identifizierung von Substanzen, Klärung von Flüssigkeiten und Probenvorbereitungen. Die Filter werden aus hochveredelter Cellulose hergestellt.
Glatte Oberfläche, mittelschnell filtrierend.

Anwendungen:

Probenvorbereitungen

Klärung von: Alkoholen, Essenzen, Essig, ätherischen Ölen, Extrakten/ Gelatine, Glycerin, Farben, Lacken, Haarwasser, Parfüme, Tinkturen/ Bierwürze, Spirituosen, Sirup

Verwendung als Schutzblatt in Filterpressen

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | HN-0193 |
| Hersteller (Marke) | Hahнемühle |
| alte neoLab ArtikelNr. | 2-4606 |
| EAN | 4058072261269 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Durchmesser | 55 mm |
| Farbe | Weiß |
| Material | Papier |
| steril | Nein |
| Filtrationsgeschwindigkeit | mittelschnell |
| Flächengewicht | 61 g/m ² |
| Oberfläche/ Struktur | glatt |
| Sorte Hahнемühle | 400 |
| Sorte Munktell | 4b |
| Sorte Whatman | 93 |
| Typ Filter | Rundfilter |
| für Typ Analyse | quantitativ |

