



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Hahнемühle Rundfilter Sorte 400, 70 mm Ø, 100 Stk/Pack

**7,30 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Rundfilter für allgemeine Laborarbeiten sind empfohlen für die Identifizierung von Substanzen, Klärung von Flüssigkeiten und Probenvorbereitungen. Die Filter werden aus hochveredelter Cellulose hergestellt.  
Glatte Oberfläche, mittelschnell filtrierend.

Anwendungen:

Probenvorbereitungen

Klärung von: Alkoholen, Essenzen, Essig, ätherischen Ölen, Extrakten/ Gelatine, Glycerin, Farben, Lacken, Haarwasser, Parfüme, Tinkturen/ Bierwürze, Spirituosen, Sirup

Verwendung als Schutzblatt in Filterpressen

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	HN-0194
Hersteller (Marke)	Hahnemühle
alte neoLab ArtikelNr.	2-4607
EAN	4058072261276
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	70 mm
Farbe	Weiß
Material	Papier
steril	Nein
Flächengewicht	61 g/m <sup>2</sup>
für Typ Analyse	quantitativ
Filtrationsgeschwindigkeit	mittelschnell
Oberfläche/ Struktur	glatt
Sorte Hahnemühle	400
Sorte Munktell	4b
Sorte Whatman	93
Typ Filter	Rundfilter

