



neolab Migge GmbH

Rischerstr. 7-9

69123 Heidelberg

Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44

<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

DE 143 450 657



Hahнемühle Rundfilter Sorte 400, 110 mm Ø, 100

Stk/Pack

8,80 €

zzgl. MwSt & Versand

Beschreibung

Rundfilter für allgemeine Laborarbeiten sind empfohlen für die Identifizierung von Substanzen, Klärung von Flüssigkeiten und Probenvorbereitungen. Die Filter werden aus hochveredelter Cellulose hergestellt.

Glatte Oberfläche, mittelschnell filtrierend.

Anwendungen:

Probenvorbereitungen

Klärung von: Alkoholen, Essenzen, Essig, ätherischen Ölen, Extrakten/ Gelatine, Glycerin, Farben, Lacken, Haarwasser, Parfüme, Tinkturen/ Bierwürze, Spirituosen, Sirup

Verwendung als Schutzblatt in Filterpressen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HN-0196
Hersteller (Marke)	Hahnemühle
alte neoLab ArtikelNr.	2-4609
EAN	4058072261290
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	110 mm
Farbe	Weiß
Material	Papier
steril	Nein
Flächengewicht	61 g/m ²
für Typ Analyse	quantitativ
Filtrationsgeschwindigkeit	mittelschnell
Oberfläche/ Struktur	glatt
Sorte Hahnemühle	400
Sorte Munktell	4b
Sorte Whatman	93
Typ Filter	Rundfilter

