



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hahнемühle Rundfilter Sorte 400, 125 mm Ø, 100 Stk/Pack

9,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rundfilter für allgemeine Laborarbeiten sind empfohlen für die Identifizierung von Substanzen, Klärung von Flüssigkeiten und Probenvorbereitungen. Die Filter werden aus hochveredelter Cellulose hergestellt.
Glatte Oberfläche, mittelschnell filtrierend.

Anwendungen:

Probenvorbereitungen

Klärung von: Alkoholen, Essenzen, Essig, ätherischen Ölen, Extrakten/ Gelatine, Glycerin, Farben, Lacken, Haarwasser, Parfüme, Tinkturen/ Bierwürze, Spirituosen, Sirup

Verwendung als Schutzblatt in Filterpressen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HN-0197
Hersteller (Marke)	Hahnemühle
alte neoLab ArtikelNr.	2-4610
EAN	4058072261306
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	125 mm
Farbe	Weiß
Material	Papier
steril	Nein
Filtrationsgeschwindigkeit	mittelschnell
Flächengewicht	61 g/m ²
Oberfläche/ Struktur	glatt
Sorte Hahnemühle	400
Sorte Munktell	4b
Sorte Whatman	93
Typ Filter	Rundfilter
für Typ Analyse	quantitativ

