



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Ahlstrom Rundfilter qualitativ, Typ 3 hw, 55 mm Ø, 100 St./Pack

7,26 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Munktell Typ 3hw,100 St./Pack

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-1403
Hersteller (Marke)	Ahlstrom
EAN	4058072064501
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	55 mm
Farbe	Weiß
Material	Papier
steril	Nein
Filtrationsgeschwindigkeit	20 Sek/10 ml
Flächengewicht	65 g/m ²
Oberfläche/ Struktur	glatt
Sorte Hahnemühle	2555
Sorte Munktell	3 hw 15 1002
Sorte Whatman	student grade
Typ Filter	Rundfilter
für Typ Analyse	qualitativ

