




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Ahlstrom Rundfilter qualitativ, Typ 3 hw, 125 mm Ø, 100 St./Pack

**10,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Munktell Typ 3hw,100 St./Pack

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	E-1407
Hersteller (Marke)	Ahlstrom
EAN	4058072064549
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	125 mm
Farbe	Weiß
Material	Papier
steril	Nein
Filtrationsgeschwindigkeit	20 Sek/10 ml
Flächengewicht	65 g/m <sup>2</sup>
Oberfläche/ Struktur	glatt
Sorte Hahnemühle	2555
Sorte Munktell	3 hw 15 1002
Sorte Whatman	student grade
Typ Filter	Rundfilter
für Typ Analyse	qualitativ

