



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hahnemühle Rundfilter 589/6, 125 mm Ø, 100 Stk/Pack

85,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Aschefreie Rundfiltrierpapiere für die quantitative Analyse.

Die Rundfilter werden hergestellt aus hoch veredelter Baumwoll-Linters.

Zellulose Gehalt über 95 %, daher hohe Stabilität und Beständigkeit.

Säuregewaschen und mit Wasser neutralisiert. Frei von Mineralien und Metallionen, dadurch bestens geeignet für die Bestimmung von Spurenelementen.

Für analytische Anwendungen, quantitative und gravimetrische Routineverfahren bei der Lebensmittelkontrolle, Getränkeanalyse und Umweltmonitoring.

Anwendungen:

Für fein kristalline Niederschläge.; heiß gefällte Niederschläge.

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | HN-0427 |
| Hersteller (Marke) | Hahnemühle |
| alte neoLab ArtikelNr. | 2-4640 |
| EAN | 4066292542488 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Durchmesser | 125 mm |
| Farbe | grün |
| Material | Papier |
| steril | Nein |
| Filtrationsgeschwindigkeit | langsam |
| Flächengewicht | 74 g/m ² |
| Oberfläche/ Struktur | glatt |
| Sorte Hahnemühle | 589/6 |
| Sorte Munktell | 390 |
| Sorte Whatman | 44 |
| Typ Filter | Rundfilter |
| für Typ Analyse | quantitativ |

