



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hahnemühle Rundfilter 589/6, 185 mm Ø, 100 Stk/Pack

85,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Aschefreie Rundfiltrierpapiere für die quantitative Analyse.

Die Rundfilter werden hergestellt aus hoch veredelter Baumwoll-Linters.

Zellulose Gehalt über 95 %, daher hohe Stabilität und Beständigkeit.

Säuregewaschen und mit Wasser neutralisiert. Frei von Mineralien und Metallionen, dadurch bestens geeignet für die Bestimmung von Spurenelementen.

Für analytische Anwendungen, quantitative und gravimetrische Routineverfahren bei der Lebensmittelkontrolle, Getränkeanalyse und Umweltmonitoring.

Anwendungen:

Für fein kristalline Niederschläge.; heiß gefällte Niederschläge.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HN-0429
Hersteller (Marke)	Hahnemühle
alte neoLab ArtikelNr.	2-4642
EAN	4066292542501
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	185 mm
Farbe	grün
Material	Papier
steril	Nein
Filtrationsgeschwindigkeit	langsam
Flächengewicht	74 g/m ²
Oberfläche/ Struktur	glatt
Sorte Hahnemühle	589/6
Sorte Munktell	390
Sorte Whatman	44
Typ Filter	Rundfilter
für Typ Analyse	quantitativ

