



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Rundfilter quantitativ, Typ 388, 90 mm
Ø, 100 St./Pack**

**23,10 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Munktell, schnell filtrierend, aschefrei

Papiergewicht: 80 g/qm,

Filtrierzeit: FS * 12

Schwarzpunkt

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-1735
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072066802
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	90 mm
Farbe	Weiß
Material	Papier
steril	Nein
Flächengewicht	84 g/m ²
Oberfläche/ Struktur	glatt
Sorte Hahnemühle	589/1
Sorte Munktell	388
Sorte Whatman	54 55
Typ Filter	Rundfilter
für Typ Analyse	quantitativ

