



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Sartorius Sicherheitsfilter PP/PTFE 0,45 µm, 50 mm Ø, 99,97% Rückh.

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Schutz gegen schädliche Kontamination an Ventilen und Vakuumpumpen-Teilen!

Hoher Wirkungsgrad, effektive Rückhaltung von Bakterien, geringe Auswirkung auf die Leistung. Schützt die Luft vor Kontamination und Öl-Aerosolen.

### Technische Daten

Porengröße: 0,45 µm

max. Betriebstemperatur: 134°C

Zubehör für Absaugvorrichtung (Best.-Nr. 2-9335/36 und 2-9339)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	ST-3674
Hersteller (Marke)	Sartorius
alte neoLab ArtikelNr.	3-1905
EAN	4058072371180
Transporttemperatur	Raumtemperatur
DM außen	64 mm
TBST MAX	134 °C
Betriebsdruck MAX	3 bar abs.
Fläche Membran	20 cm <sup>2</sup>
Luftdurchsatz	8.5 l/Min (bei 0.1 bar)
Material Gehäuse	Polypropylen (PP)
Material Membran	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Porengröße	0.45 µm
Typ Anschluss Ausgang	Schlaucholive
Typ Anschluss Eingang	Schlaucholive
Typ Filter	Sicherheitsfilter
für DM Schlauch innen 1	6.4 bis 12.7 mm

