




Macherey & Nagel CHROMAFIL PTFE-20/25

Artikelbilder



Beschreibung

CHROMAFIL Einmalfilter PTFE-20/25 Membranmaterial: Polytetrafluorethylen (PTFE) Porendurchm.: 0,2 µm, Membrandurchm.: 25 mm Farbcode oben: gelb / unten: farblos frühere Produktbezeichnung CHROMAFIL O-20/25 Packung à 100 St.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-3076
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
EAN	4058072932992
Bruttogewicht	0.362
Hersteller EAN	4046681074462
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.36200 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.11300 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.15000 m
Verpackungstiefe	0.11300 m
Verpackungsvolumen	0.00191500 ccm
Zolltarifnummer	84212980
Material Membran	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Porengröße	0.20 µm

