



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® HPLC-Spritzenfilter, Glasfaser-Vorfilter 30 mm, 0,45 µm, PTFE, gelb, 100 St./Pack

**244,40 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

HPLC-Spritzenfilter mit Glasfaser-Vorfilter für eine Vorabfiltration der größten Partikel zur Vermeidung von Membranverstopfungen.

Mit zusätzlicher Randumspritzung für eine bessere Druckbeständigkeit der Filtereinheit und verbesserte Fixierung der Membranen im Filtergehäuse.

Der Aufdruck schließt zusammen mit der Farbcodierung Verwechslungsgefahren aus.

Effektive Filterfläche 4,91 cm<sup>2</sup>

Betriebsdruck 620 kPA (=6,2 bar/ 90 psi)

Einlass: Luer-Lock weiblich

Auslass: Luer männlich

Charakteristika

PTFE: hydrophob, chemisch hoch resistent

Wesentliche Anwendungen

PTFE: organische Lösungen, aggressive Säuren und Laugen, Kryoflüssigkeiten

**VE:** 100St./Pack

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-8801
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072042677
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	gelb
steril	Nein
geeignet für	Spritzen
DM außen	30 mm
TBST MAX	121 °C
Filter Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Glasfaservorfilter für die HPLC geeignet
Betriebsdruck MAX	6.2 bar abs.
Fläche Membran	4.8 cm <sup>2</sup>
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Material Gehäuse	Polypropylen (PP)
Material Membran	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Porengröße	0.45 µm
Totvolumen	0.14 ml
Typ Anschluss Ausgang	Luer-Konus männlich
Typ Anschluss Eingang	Luer-Lock weiblich
Typ Filter	Spritzenvorsatzfilter
für Medium	Organische Lösungen

