



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® HPLC-Spritzenfilter, Glasfaser-Vorfilter 30 mm, 0,2 µm, PVDF, schwarz, 100 St./Pack

**287,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

HPLC-Spritzenfilter mit Glasfaser-Vorfilter für eine Vorabfiltration der größten Partikel zur Vermeidung von Membranverstopfungen.

Mit zusätzlicher Randumspritzung für eine bessere Druckbeständigkeit der Filtereinheit und verbesserte Fixierung der Membranen im Filtergehäuse.

Der Aufdruck schließt zusammen mit der Farbcodierung Verwechslungsgefahren aus.

Effektive Filterfläche 4,91 cm<sup>2</sup>

Betriebsdruck 620 kPA (=6,2 bar/ 90 psi)

Einlass: Luer-Lock weiblich

Auslass: Luer männlich

### Charakteristika

PTFE: hydrophob, chemisch hoch resistent

Regenerierte Cellulose (RC): hydrophil, gute Benetzungseigenschaften, sehr nassfest

Nylon (PA): hydrophil, sehr nass- und trockenfest

### Wesentliche Anwendungen

PTFE: organische Lösungen, aggressive Säuren und Laugen, Kryoflüssigkeiten

RC: wässrige u. organische Medien (keine Säuren/Laugen)

PA: wässrige u. organische Medien (pharmaz. Applikationen)

**VE:** 100St./Pack

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-8806
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072042721
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
steril	Nein
geeignet für	Spritzen
DM außen	30 mm
TBST MAX	121 °C
Filter Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Glasfaservorfilter für die HPLC geeignet
Betriebsdruck MAX	6.2 bar abs.
Fläche Membran	4.8 cm <sup>2</sup>
Flüssigkeitsverhalten	hydrophil
Material Gehäuse	Polypropylen (PP)
Material Membran	Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Porengröße	0.20 µm
Totvolumen	0.14 ml
Typ Anschluss Ausgang	Luer-Konus männlich
Typ Anschluss Eingang	Luer-Lock weiblich
Typ Filter	Spritzenvorsatzfilter
für Medium	Wässrige Lösungen

