



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Millipore Spritzenvorsatzfilter 0,45 µm, Ø 33 mm, 50 Stck./Pack

236,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Best.-Nr. 7-9001

Für die Partikelentfernung aus wässrigen Lösungen.

Probenvolumen: < 100 ml

VE: 50 St./Pack

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MP-1163
Hersteller (Marke)	Millipore
alte neoLab ArtikelNr.	7-9001
EAN	4058072335595
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
steril	Ja
geeignet für	Spritzen
DM außen	33 mm
TBST MAX	45 °C
Filter Eigenschaften	einzelnd verpackt
Betriebsdruck MAX	10 bar abs.
Flüssigkeitsverhalten	hydrophil
Material Gehäuse	Polymethylmetacrylat (PMMA. PXM®) (Acrylglas)
Material Membran	Cellulose-Mischester
Porengröße	0.45 µm
Typ Anschluss Ausgang	Luer-Konus männlich
Typ Anschluss Eingang	Luer-Lock weiblich
Fläche Membran	5.3 cm ²
Totvolumen	0.1 ml
Typ Filter	Spritzenvorsatzfilter
für Medium	Wässrige Lösungen

