



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Ahlstrom ReliaPrep-Spritzenvorsatzfilter, CA, D: 28 mm, steril, Porengröße 1,2 µm, Luer Lock, 50 St./Pck

**187,30 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Zur Probenvorbereitung wässriger und organischer Lösungen, Partikelentfernung, Hochreinigung und Vorfiltration, sowie zur Sterilfiltration. Spitzenqualität mit hochwertig konstruierten Gehäusen. Membranmaterial aus Celluloseacetat, sterile (Ethylenoxid) und unsterile Versionen. Cellulose Acetat (CA): hydrophile Membran mit geringer Proteinbindung, eignet sich gut zur Steril- und Klarfiltration von wässrigen Lösungen, Nährmedien und Puffern. Gehäusematerial: Methylacrylat-Butadien-Styrol Polymerisat (MBS) Totvolumen: 100 µl Filterfläche: 5,3 cm<sup>2</sup>

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	8-7050
Hersteller (Marke)	Ahlstrom
EAN	4058072051402
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
steril	Ja
geeignet für	Spritzen
DM außen	28 mm
Filter Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit einzeln verpackt
Fläche Membran	5.3 cm <sup>2</sup>
Flüssigkeitsverhalten	hydrophil
Material Gehäuse	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Material Membran	Celluloseacetat (CA)
Porengröße	1.20 µm
Totvolumen	0.1 ml
Typ Anschluss Ausgang	Luer-Konus männlich
Typ Anschluss Eingang	Luer-Lock weiblich
Typ Filter	Spritzenvorsatzfilter
für Medium	Flüssigkeiten Organische Lösungen Wässrige Lösungen

