



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene Spritzenfilter m. CA-Membran, 0,2 µm, 25 mm Ø, steril, 50 Stck./Pack

171,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Sterile Einmal-Spritzenfilter

Durchmesser: 25 mm

Einzel steril verpackt, pyrogenfrei.

Eingangsseitig: Luer Lock weiblich Ausgangsseitig: Luer Konus männlich.

Für alle Standard-Spritzen und Kanülen.

VE: 50 St./Pack

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1877
Hersteller (Marke)	Nalgene
alte neoLab ArtikelNr.	3-1902
EAN	4058072219598
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
steril	Ja
geeignet für	Spritzen
DM außen	25 mm
TBST MAX	121 °C
Filter Eigenschaften	einzelnd verpackt
Betriebsdruck MAX	5 bar abs.
Flüssigkeitsverhalten	hydrophil
Material Gehäuse	Polymethylmetacrylat (PMMA. PXM®) (Acrylglas)
Material Membran	Celluloseacetat (CA)
Porengröße	0.20 µm
Typ Anschluss Ausgang	Luer-Konus männlich
Typ Anschluss Eingang	Luer-Lock weiblich
Fläche Membran	2.8 cm ²
Totvolumen	0.1 ml
Typ Filter	Spritzenvorsatzfilter
für Medium	Organische Lösungen Wässrige Lösungen

