



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Spritzenfilter m. PTFE-Membran, 0,2 µm, 25 mm Ø, 100 Stck./Pack

Sonderangebot

205,00 €

Normalpreis

307,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Spritzenfilter, Gehäuse aus glasfaserverstärktem PP mit PTFE-Membran.

Kann bei aggressiven Chemikalien einschließlich Säuren und nicht wässrigen Lösungsmitteln, z.B. bei der GC und HPLC eingesetzt werden.

Auch zum sterilen Belüften geeignet.

Unsteril, sterilisierbar im Autoklaven oder mit Gas.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1901
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072018382
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
steril	Nein
geeignet für	Spritzen
DM außen	25 mm
TBST MAX	121 °C
Filter Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit für die HPLC geeignet
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Material Gehäuse	Polypropylen (PP)
Material Membran	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Porengröße	0.20 µm
Typ Anschluss Ausgang	Luer-Konus männlich
Fläche Membran	4.9 cm ²
Typ Filter	Spritzenvorsatzfilter
für Medium	Flüssigkeiten

