



neoLab® Mikro-Siebe mit Netzeinlagen, Satz

Artikelbilder



Beschreibung

Mikro-Siebe aus PP im Satz,
bestehend aus:

- 4 austauschbaren Siebhalterungen
- 4 Sieb-Halteringen
- 1 Auffanggefäß
- 1 passgenauen Abdeckung

Die Halterungen sind zum Siebwechsel oder Säubern leicht auseinanderzuschrauben.
Außenmaße: 73 mm Ø, 164 mm Höhe

Inklusive Phosphorbronze-Netzeinlagen in 8 Größen mit 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 und 230 Mesh.
Einlagenmaße: 51 mm Ø, 29 mm hoch.
Haltevermögen: ca. 60 ccm

VE: 4 St./Set

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2380
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025878
Farbe	Weiß
Volumen	60 ml
Höhe	164 mm
Material Gehäuse	Polypropylen (PP)
Material Siebgewebe/ Einlage	Phosphorbronze
Ersatzteil	6-2381

