



neolab® Netzeinlagen, 8 Größen, Set

Artikelbilder



Beschreibung

Phosphorbronze-Netzeinlagen in 8 Größen
25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 und 230 Mesh.
Einlagenmaße: 51 mm Ø, 29 mm hoch.

VE: 8 St./Set

Zubehör für Mikro-Siebe im Satz (Best.-Nr. 6-2380)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2381
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025885
Anzahl Teile im Set	8
Material Siebgewebe/ Einlage	Phosphorbronze
Format/ Verpackung	einzeln verpackt

