




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Siebgewebe aus Polyamid Monofil,
Maschenweite 2000 µm, 102 X 100 cm**

**92,70 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Hochwertige Präzisionsgewebe für anspruchsvolle technische Anwendungen.

Verschiedene Monofil-Gewebe aus Polyamid

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-1402
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072083878
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	1020 mm
Länge	1000 mm
TBST MAX	115 °C
TBST MIN	-40 °C
Maschenweite	2000 µm
Material Siebgewebe/ Einlage	Polyamid (PA. unspezifisch)
Format/ Verpackung	Rolle

