



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




---

**neolab® Siebgewebe Polyamid monofil,  
Maschenweite 150 µm, 100 x 102 cm**

**40,10 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

### Hochwertige Präzisionsgewebe für anspruchsvolle technische Anwendungen.

Verschiedene Monofil-Gewebe aus Polyamid

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	4-1414
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072022174
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	1020 mm
Länge	1000 mm
TBST MAX	115 °C
TBST MIN	-40 °C
Maschenweite	150 µm
Material Siebgewebe/ Einlage	Polyamid (PA. unspezifisch)
Format/ Verpackung	Rolle

