



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Siebgewebe Polyamid monofil,
Maschenweite 125 µm, 100 x 136 cm**

**59,30 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Hochwertige Präzisionsgewebe für anspruchsvolle technische Anwendungen.

Verschiedene Monofil-Gewebe aus Polyamid

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-1415
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072022181
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	1020 mm
Länge	1000 mm
TBST MAX	115 °C
TBST MIN	-40 °C
Maschenweite	125 µm
Material Siebgewebe/ Einlage	Polyamid (PA. unspezifisch)
Format/ Verpackung	Rolle

