



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Siebgewebe Polyamid monofil,
Maschenweite 90 µm, 100 x 102 cm**

**102,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Hochwertige Präzisionsgewebe für anspruchsvolle technische Anwendungen.

Verschiedene Monofil-Gewebe aus Polyamid

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr. | 4-1417 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072022204 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Breite | 1020 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Format/ Verpackung | Rolle |
| Maschenweite | 90 µm |
| Material Siebgewebe/ Einlage | Polyamid (PA. unspezifisch) |
| TBST MAX | 115 °C |
| TBST MIN | -40 °C |

