



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Siebgewebe Polyester Monolen, Maschenweite 1000 µm, 100 x 102 cm

100,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Siebgewebe aus Polyester Monolen zur Filtration oder für Chromatographiesäulen.
Einsatztemperatur trocken von -75°C bis +150°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4054
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072001926
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	1020 mm
Länge	1000 mm
TBST MAX	150 °C
TBST MIN	-75 °C
Maschenweite	1000 µm
Material Siebgewebe/ Einlage	Polyester (PEs)
Format/ Verpackung	Rolle

