



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Siebgewebe Polyester Monolen, Maschenweite 105 µm, 100 x 102 cm

**63,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Siebgewebe aus Polyester** Monolen zur Filtration oder für Chromatographiesäulen.  
Einsatztemperatur trocken von -75°C bis +150°C.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-4065
Hersteller (Marke)	neolab
EAN	4058072083434
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	1020 mm
Länge	1000 mm
TBST MAX	150 °C
TBST MIN	-75 °C
Format/ Verpackung	Rolle
Maschenweite	105 µm
Material Siebgewebe/ Einlage	Polyester (PEs)

