



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Siebgewebe Polyester Monolen, Maschenweite 21 µm, 100 x 103 cm

208,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Siebgewebe aus Polyester Monolen zur Filtration oder für Chromatographiesäulen.
Einsatztemperatur trocken von -75°C bis +150°C.

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 2-4073 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072002039 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Breite | 1020 mm |
| Länge | 1000 mm |
| TBST MAX | 150 °C |
| TBST MIN | -75 °C |
| Maschenweite | 21 µm |
| Material Siebgewebe/ Einlage | Polyester (PEs) |
| Format/ Verpackung | Rolle |

