



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**neolab® Siebgewebe aus PP Monofil,  
Maschenweite 2400 µm, 100 x 115 cm**

**74,20 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Monofiles Gewebe aus Polypropylen mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit.  
Für anspruchsvolle technische Anwendungen.  
Einsatztemperatur -30°C bis +90°C trocken.  
Feuchtigkeitsaufnahme < 0,01%.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	4-1431
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072083960
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	1150 mm
Länge	1000 mm
Format/ Verpackung	Rolle
Maschenweite	2400 µm
Material Siebgewebe/ Einlage	Polypropylen (PP)
TBST MAX	90 °C
TBST MIN	-30 °C

