




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Siebgewebe aus PP Monofil,
Maschenweite 1000 µm, 100 x 102 cm**

**77,30 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Monofiles Gewebe aus Polypropylen mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit.
Für anspruchsvolle technische Anwendungen.
Einsatztemperatur -30°C bis +90°C trocken.
Feuchtigkeitsaufnahme < 0,01%.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-1435
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072083984
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	1020 mm
Länge	1000 mm
TBST MAX	90 °C
TBST MIN	-30 °C
Format/ Verpackung	Rolle
Maschenweite	1000 µm
Material Siebgewebe/ Einlage	Polypropylen (PP)

