




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Siebgewebe PP monofil, Maschenweite
150 µm, 100 x 102 cm**

**61,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Monofiles Gewebe aus Polypropylen mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit.
Für anspruchsvolle technische Anwendungen.
Einsatztemperatur -30°C bis +90°C trocken.
Feuchtigkeitsaufnahme < 0,01%.

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | 4-1442 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072022303 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Breite | 1020 mm |
| Länge | 1000 mm |
| TBST MAX | 90 °C |
| TBST MIN | -30 °C |
| Maschenweite | 150 µm |
| Material Siebgewebe/ Einlage | Polypropylen (PP) |
| Format/ Verpackung | Rolle |

