












neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neoLab® Filternutschen aus Porzellan, weiß glasiert, 110 mm Ø, 170 ml

58,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

nach Büchner, weiß glasiert

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	E-1483
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072065140
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	116 mm
Material	Porzellan
Höhe	132 mm
TBST MAX	1360 °C
Trichter Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
für Filter mit DM	110 mm
DM Hals innen	95 mm
Länge Hals	83 mm

