



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Analysentrichter, d = 80 mm

43,21 € Ab

33,24 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

DURAN® Analysentrichter, Ø 80 mm Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen kann. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Für Schnellfiltration Durch eingefügte Glasstege ideal für das schnelle Filtrieren unter Verwendung von Papier-Rundfiltern geeignet Eingebrauntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Umfüllen und Filtrieren von Substanzen, Das Verschütten von Substanzen wird vermieden, Filtrieren

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0481
Reg. Markenzeichen	DURAN ®
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112133141
EAN	4058072188405
Hersteller EAN	4032051008670
Bruttogewicht	0.137
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Lagertemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	80 mm
Nettogewicht	0.10900 kg
DM Stiel außen	9 mm
Material	Borosilikat Glas 3.3
Länge Stiel	150 mm
steril	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Verpackungsvolumen	0.01090700 ccm
Zolltarifnummer	70172000

