



DURAN® Schlitzsiebnutschen, 220 ml (Buechner-Trichter)

Artikelbilder



Beschreibung

DURAN® Büchner-Trichter, 220 ml Eine der wichtigsten Trennmethode im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Büchnertrichter sind Zylinder mit einer eingearbeiteten großporigen Siebplatte. Ohne ein zusätzliches Filterpapier ist lediglich eine Grobfiltration möglich. Auch Büchnertrichter können in einer Vakuumfiltration Anwendung finden. Das angelegte Vakuum beschleunigt die Filtration. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die Schlitzsiebnutsche dient als Träger von Membran- und Papierfiltern Aus DURAN® Glas mit den bewährten Eigenschaften, wie chemische Resistenz und hohe Temperaturwechselbeständigkeit Eingebanntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Qualitative Analyse und präparative Chemie, Grobfiltration (ohne zusätzliches Filterpapier), Filtration bei vermindertem Druck, Filtrieren

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0490
Reg. Markenzeichen	DURAN ®
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112134134
EAN	4058072342661
Bruttogewicht	0.278
Hersteller EAN	4032051008762
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.19000 kg
Material	Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Volumen	220 ml
steril	Nein
Verpackungsvolumen	0.00280600 ccm
Zolltarifnummer	70172000

