



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Trichter, kurzer Stiel, d = 80 mm

26,21 € Ab
20,16 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

DURAN® Funnel, short stem, Ø 80 mm Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit kurzem Stiel Aufgrund seiner Form gut für Flüssig-Fest-Filtration unter Verwendung eines Filterpapiers anwendbar Eingebrauntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Umfüllen und Filtrieren von Substanzen, Das Verschütten von Substanzen wird vermieden, Filtrieren

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0497
Reg. Markenzeichen	DURAN ®
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112135141
EAN	4058072342715
Hersteller EAN	4032051008915
Bruttogewicht	0.081
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Nettogewicht	0.06000 kg
Durchmesser	80 mm
DM Stiel außen	10 mm
Material	Borosilikat Glas 3.3
Länge Stiel	80 mm
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Verpackungsvolumen	0.00770600 ccm
Zolltarifnummer	70172000

