



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Trichter, kurzer Stiel, mit Druck, d = 35 mm

16,43 € Ab

12,64 €

zzgl. MwSt &  
Versand

### Product Images



## Beschreibung

---

DURAN® Funnel, short stem, Ø 35 mm Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit kurzem Stiel Aufgrund seiner Form gut für Flüssig-Fest-Filtration unter Verwendung eines Filterpapiers anwendbar Eingebrauntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Umfüllen und Filtrieren von Substanzen, Das Verschütten von Substanzen wird vermieden, Filtrieren

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-0493
Reg. Markenzeichen	DURAN ®
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112135123
EAN	4058072180065
Hersteller EAN	4032051008861
Bruttogewicht	0.017
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Lagertemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	35 mm
Nettogewicht	0.01000 kg
DM Stiel außen	6 mm
Material	Borosilikat Glas 3.3
Länge Stiel	35 mm
steril	Nein
Ursprungsland	Indien
Verpackungsvolumen	0.00094700 ccm
Zolltarifnummer	70172000

