



Bochem Trichter 18/10 Stahl, D=100mm

Artikelbilder



Beschreibung

Trichter aus 18/10 Stahl, D=100mm, H=125mm, Auslaufrohr konisch: d=17/13, h=65mm, mit Griff, mit Luftkanal Gewicht in g: 67,0

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MN-1307
Hersteller (Marke)	Bochem
VGKL Nummer	380508841
EAN	4058072333911
Durchmesser	100 mm
DM Stiel außen	12 mm
Material	Edelstahl
Länge Stiel	65 mm
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
steril	Nein
Zolltarifnummer	73239300
Höhe	125 mm

