



Bochem Trichter 18/10Stahl, D=250mm

Artikelbilder



Beschreibung

Trichter 18/10Stahl, D=250mm, H=260mm, Auslaufrohr konisch: d=27/21mm, h=90mm, mit griff, mit Luftkanal Gewicht in g: 338,0

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MN-1311
Hersteller (Marke)	Bochem
VGKL Nummer	380508845
EAN	4058072333959
Durchmesser	250 mm
DM Stiel außen	18 mm
Material	Edelstahl
Länge Stiel	90 mm
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
steril	Nein
Zolltarifnummer	73239300
Höhe	260 mm

