



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Trichter, glatte Innenfläche, Außen-Ø 70 mm, Stiellänge 70 mm, Natron-Kalk-Glas

49,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Trichter mit kurzem Stiel (Winkel: 60°), Material: Natron-Kalk-Glas.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|----------------|
| Art.-Nr. | LZ-1288 |
| Hersteller (Marke) | Lenz |
| alte neoLab ArtikelNr. | B-3291 |
| EAN | 4058072310271 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Durchmesser | 70 mm |
| DM Stiel außen | 8 mm |
| Material | Kalksoda Glas |
| Länge Stiel | 70 mm |
| steril | Nein |
| DM Hals innen | 8 mm |
| Länge Hals | 70 mm |

