



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Lenz Scheidetrichter nach Gilson, mit massivem Glasküken, 500 ml, NS 29/32, Bohrung 4,0 mm

**193,74 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), ohne Teilung.

Mit massivem NS-Glasküken, mit Gewindehahnsicherung, mit Beschriftungsfeld.

Material: Borosilikatglas 3.3

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0851
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2851
EAN	4058072305918
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
steril	Nein
Form	birnenförmig
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Trichter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Material Küken	Borosilikatglas
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)
Normschliff	29/32

